

# BF488高效蛋白标记试剂盒

Protein Labeling Kit For BF488

本产品冰袋运输；反应性 BF488 需 -20°C 避光保存，其余组分 4°C 保存，纯化柱严禁冷冻，保质期 12 个月。

## 货号规格

货号	规格
JQ101	10次(每次可标记0.3 nmol蛋白)

## 产品内容

组分名称	数量或体积	保存条件
反应性 BF488	1支	-20°C；避光；防潮
碳酸氢钠	84 mg	4°C；防潮
无水溶剂	30 $\mu$ L	4°C
超纯水	1 mL	4°C
纯化柱及收集管	10套	4°C，严禁冷冻

## 产品简介

本试剂盒可以将蛋白高效共价标记 BF488 荧光染料 (Ex/Em: 494/517 nm, 与 Alexa Fluor® 488 光谱等效)。反应性 BF488 荧光染料带有琥珀酰亚胺酯 (NHS ester)，可与蛋白质的伯胺 (R-NH<sub>2</sub>) 高效反应，形成稳定的染料-蛋白偶联物。

试剂盒所配纯化柱预装即用型树脂，专为高效去除未偶联荧光染料而优化，兼顾出色的蛋白回收性能。

## 产品特点

**高效便捷** — 2 h 内完成标记，操作简便，标记效率高，可有效保证生物大分子的活性；

**纯化省心** — 配备纯化柱，可轻松去除未偶联染料及盐离子，无需透析。

## 注意事项

1. 实验操作过程中须避免强光直射；
2. 待标记蛋白须置于无铵离子和伯胺 (R-NH<sub>2</sub>) 的缓冲液中；
3. 叠氮钠和硫柳汞可能干扰偶联反应，建议通过透析或脱盐柱预先去除，以获得最佳标记效果；
4. **反应性 BF488 荧光染料**遇潮易水解失活；**碳酸氢钠粉末**易吸湿。二者均须干燥密封保存。
5. 纯化柱为一次性耗材，不可重复使用；柱内残留染料易引发样品交叉污染；
6. 若待标记蛋白浓度低于 1 mg/mL，建议浓缩至 2 mg/mL 后再进行标记，否则会降低标记效率，增加样品的损耗；
7. 本试剂盒配备 10 套**纯化柱及收集管**；如需额外纯化柱，可另行购买(货号：YJ109)；
8. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
9. 本产品仅限科研使用。



## 操作步骤

### 试剂准备

- 向反应性 BF488 荧光染料管中加入 15  $\mu\text{L}$  无水溶剂, 涡旋至完全溶解, 即得到 10 mM 染料溶液。分装后于  $-20^{\circ}\text{C}$  避光保存, 两个月内有效;  
注意: 无水溶剂  $4^{\circ}\text{C}$  保存时为固态, 请置于室温 ( $25^{\circ}\text{C}$ ) 完全融化后再使用。
- 向碳酸氢钠管中加入 1 mL 超纯水, 涡旋至完全溶解, 即得到 1 M 碳酸氢钠溶液 (pH 8.3)。 $4^{\circ}\text{C}$  可保存两周, 或冷冻长期保存。

### 蛋白准备

- 为获得最佳标记效率, 纯化蛋白须置于不含铵离子或伯胺的缓冲液中; 若蛋白处于含 Tris 或甘氨酸等的缓冲液中, 应通过脱盐柱或透析将缓冲液更换为 PBS 或 0.1 M 碳酸氢钠溶液; 若使用碳酸氢钠溶液, 可省略标记步骤 1 中添加 1/10 体积碳酸氢钠溶液的操作;
- 用 PBS 或 0.1 M 碳酸氢钠合适缓冲液将蛋白浓度调至 2 mg/mL 以上, 低于 2 mg/mL 可能会影响荧光标记效率;
- 不纯蛋白 (如粗血清中的抗体) 标记效果不佳。

### 蛋白标记 <以 50 $\mu\text{g}$ 抗体 (150 kda) 为例>

- 向 25  $\mu\text{L}$  的 2 mg/mL 蛋白溶液中加入 2.5  $\mu\text{L}$  预先配制的 1 M 碳酸氢钠溶液;
- 按下列公式计算反应性 BF488 荧光染料用量, 其中 MR 为染料: 蛋白摩尔比, 推荐值为 4~10:

$$\text{反应性BF488荧光染料用量}(\mu\text{L}) = \frac{\frac{\text{蛋白质量}(\mu\text{g})}{\text{蛋白摩尔质量}(\text{g/mol})} \times 1,000 \times \text{MR}}{\text{染料浓度}(10 \text{ mM})}$$

例如: 标记 50  $\mu\text{g}$  IgG (分子量 150,000), MR 取 10, 反应性 BF488 荧光染料用量如下:

$$\frac{\frac{50 \mu\text{g}}{150,000 \text{ g/mol}} \times 1,000 \times 10}{10 \text{ mM}} \approx 0.3 \mu\text{L}$$

- 向蛋白溶液中加入 0.3  $\mu\text{L}$  预先配制的反应性 BF488 荧光染料, 混匀后室温反应 1 h (推荐在翘板摇床上进行)。

### 蛋白纯化

- 拧下纯化柱底部密封塞, 拧松顶部盖子 (勿取下);
- 将纯化柱置于收集管中, 离心 ( $2,000 \times g$ , 2 min), 弃去流出液, 以去除储存缓冲液;
- 在纯化柱树脂倾斜面较高侧的柱壁做标记; 后续所有离心步骤中, 均保持标记侧朝向离心机转子外侧;  
注意: 纯化柱方向放置错误可能导致染料去除效果不佳。
- (可选) 向纯化柱中加入 400~500  $\mu\text{L}$  PBS, 离心 ( $2,000 \times g$ , 2 min), 弃去流出液;
- 将预处理后的纯化柱放入新的 1.5 mL 离心管, 取下顶部盖子, 将 100  $\mu\text{L}$  BF488 标记蛋白样品 (提前用 PBS 补足至 100  $\mu\text{L}$ ) 缓慢滴加至树脂中心;
- 离心 ( $2,000 \times g$ , 2 min), 弃去纯化柱, 离心管中收集的液体即为纯化后的蛋白样品。可测定  $A_{280}$  和  $A_{494}$  以计算蛋白浓度与标记度 (DOL)。  
注意: 标记后的蛋白于  $4^{\circ}\text{C}$  避光保存; 长期保存建议添加 0.1% BSA 和 2 mM 叠氮钠。

## 标记度(DOL)计算方法

### 1. 计算蛋白摩尔浓度

$$C_{\text{protein}} = \frac{A_{280\text{校正}} \times \text{蛋白稀释倍数}}{\epsilon_{\text{protein}}} = \frac{[A_{280} - A_{494} \times 0.11] \times \text{蛋白稀释倍数}}{\epsilon_{\text{protein}}}$$

注意：0.11 为 BF488 荧光染料对 280 nm 吸光度的校正因子 (CF)。

### 2. 计算染料摩尔浓度

$$C_{\text{dye}} = \frac{A_{494} \times \text{染料稀释倍数}}{\epsilon_{\text{dye}}}$$

注意：BF488 荧光染料消光系数  $\epsilon_{\text{dye}}$  等于  $71,000 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。

### 3. 计算标记度 (DOL)

$$\text{DOL} = \frac{C_{\text{dye}}}{C_{\text{protein}}} = \frac{A_{494} \times \text{染料稀释倍数} \times \epsilon_{\text{protein}}}{[A_{280} - A_{494} \times 0.11] \times \text{蛋白稀释倍数} \times \epsilon_{\text{dye}}}$$

例如：用 BF488 标记 IgG, 染料和蛋白的稀释倍数均为 1, 测得  $A_{280} = 0.6$ ,  $A_{494} = 0.7$ , IgG 消光系数  $\epsilon_{\text{protein}} = 210,000$ , 计算如下：

$$\text{DOL} = \frac{0.7 \times 1 \times 210,000}{(0.6 - 0.7 \times 0.11) \times 1 \times 71,000} \approx 3.96$$