

预裁切加厚型滤纸

本产品常温运输；常温长期保存。

货号规格

货号	规格
OT101	200片
OT101S	20片

产品特点

省时 —— 加厚型,每次转膜只需两片,无需自行裁剪;

经济 —— 花费与自己裁剪价格相当。

产品简介

本产品用于 Western Blot 实验中的转膜操作,一次使用两片即可,方便快捷。

使用说明

请将新滤纸置于转膜缓冲液中浸泡过夜,再进行转膜操作,以达到最佳效果。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

