

WB二抗稀释液

Secondary Antibody Dilution Buffer for Western Blot

本产品常温运输；保存于4°C，保质期 12个月。长期保存于-20°C。

货号规格

货号	规格
PS115	100 mL

产品特点

- 稳定高效** — 用本产品稀释和配制的二抗可以在 4°C保存和使用不少于 6 个月,并且可以反复多次用于 Western Blot,利于节约二抗;
- 背景极低** — 不含血清,确保极高的信噪比;
- 兼容性好** — 不含生物素,不会干扰基于生物素的检测,兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗;
- 方便快捷** — 直接用于二抗的稀释,无需添加任何额外的试剂。

产品简介

本产品是最新一代的高效二抗稀释液,添加了多种抗体保护剂,可以增加抗体的活性和稳定性,减少抗体的非特异性结合,降低非特异性的背景着色,提高实验的特异性和灵敏度。总体效果显著优于传统的基于 BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉等的二抗稀释液,可以用于 Western Blot 时二抗的稀释和配制。

使用说明

直接用本品对二抗进行适当倍数的稀释。按照每次二抗稀释需要 10 mL WB 二抗稀释液计算,100 mL 本 WB 二抗稀释液可稀释 10 次二抗。经本品处理后的二抗可回收于 4°C保存,多次重复使用,直至不能达到理想结果后丢弃。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

