

转膜缓冲液速溶颗粒(湿转法)

Tris-Glycine

本产品常温运输；常温保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF102	1 L × 20

产品简介

本产品为白色或淡黄色速溶颗粒，其主要成分为Tris、甘氨酸，每袋速溶颗粒可配制1 L 1×湿转法转膜缓冲液，其中含有25 mM Tris，192 mM甘氨酸。

操作步骤

1. 将大约600 mL蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入1袋转膜缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
2. 向步骤1所得溶液中加入蒸馏水，定容至800 mL；
3. 向步骤2所得溶液中加入200 mL甲醇或无水乙醇，混匀即为1×湿转法转膜缓冲液。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。

