

# β-actin兔单克隆抗体

β-actin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存12个月。

## 货号规格

货号	规格
LF212	100 μL
LF212S	20 μL

## 产品简介

本产品为重组兔单克隆抗体,β-actin 的抗体是研究其在细胞内的分布和细胞骨架的有力工具。β-actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质,也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。它分布广泛,分子量为 42~43 kDa,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此常被用于校正系统的内参。

克隆号	36B14H80
缓冲液	10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防腐剂	0.01% sodium azide
应用种属	人、大鼠、小鼠、猴、狗、鸡、仓鼠、兔、猪、绵羊
应用范围	Western Blot(WB)、Immunohistochemistry(IHC)、Immunofluorescence(IF)、ELISA

**推荐浓度** (最适浓度需根据具体情况调试)

Western Blot: 1:5,000~1:10,000

IHC: 1:500

IF: 1:500~1:1,000

ELISA: 1:5,000~1:10,000

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

