

MBP-Tag鼠单克隆抗体

MBP-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant)

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF320	100 µL
LF320S	20 µL

产品简介

本抗体为重组鼠单克隆抗体。MBP-Tag (Maltose-Binding Protein Tag) 是一种常用于重组蛋白表达与纯化的亲和 / 增溶双功能标签，由大肠杆菌 malE 基因编码的麦芽糖结合蛋白 (MBP) 构成，分子量约为 40~42 kDa。

克 隆 号 27A72P68

缓 冲 液 10 mM PBS (pH 7.4), 50% glycerol

防 腐 剂 0.02% sodium azide


应用范围 Western Blot (WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)

Western Blot: 1:5,000~1:10,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot – MBP-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Cat# LF320)

All lanes: Anti-DYKDDDDK-Tag Mouse mAb at 1:10,000 dilution

Lane 1: MBP recombinant protein (52.5 kDa)

Lane 2: MBP recombinant protein (69 kDa)

Lane 3: MBP recombinant protein (51.2 kDa)

Lysates/proteins at 100 ng per lane.

Secondary antibody:

All lanes: Goat Anti-Mouse IgG (H+L), HRP conjugated (LF101) at 1:10,000 dilution

Developed using the ECL technique (SQ201).

Performed under reducing conditions.