

一站式高效 WB 套装 (货号: WB101)

产品简介

本产品包含全套 Western Blot (WB) 实验试剂: 类梯度 PAGE 快速制备试剂盒、Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒 (飞克级)、RIPA 裂解液 (强)、通用型抗体稀释液、TBS/Tween 缓冲液 (10×)、无蛋白快速封闭液 (1×)、WB 抗体快速剥离缓冲液 (温和通用型)、WB 专用转膜海绵垫 (免滤纸)、免冰浴快速转膜缓冲液速溶颗粒、PG610 专用电泳缓冲液速溶颗粒、蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液 (100×, 不含 EDTA)、Omni-Easy™ 速溶型蛋白上样缓冲液 (变性, 还原型, 5×)、HRP 标记 GAPDH 兔单克隆抗体、改良型促凝剂、三色预染蛋白 Marker 10 kDa~250 kDa、PVDF 膜 (0.45 μm)。无需额外购买 WB 所需试剂, 为实验提供便利, 性价比极高。

产品内容

包裹一 (4°C保存)	包裹二 (常温保存)	包裹三 (-20°C保存)
<p>类梯度PAGE快速制备试剂盒 保质期: 18个月</p> <p>下层胶溶液 (2×)-30mL+ 下层胶缓冲液 (2×)-30mL+ 上层胶溶液 (2×)-10mL+ 彩色上层胶缓冲液 (2×)-10mL</p>	<p>免滤纸转膜海绵 10片 保质期: 长期有效</p>	<p>蛋白酶抑制剂 GRF103-100μL 保质期: 12个月</p>
<p>化学发光液 SQ201-20mL 保质期: 12个月</p>	<p>免冰浴转膜颗粒 1L×5 保质期: 36个月</p>	<p>蛋白上样缓冲液 LT101-1.25mL×2 保质期: 12个月</p>
<p>RIPA裂解液、抗体稀释液 PC101-10mL, PS119-50mL 保质期: 12个月</p>	<p>PG610专用电泳颗粒 500mL×4 保质期: 36个月</p>	<p>HRP标记GAPDH兔单抗 LF211-HRP-10μL 保质期: 24个月</p>
<p>TBST、封闭液、剥离液 保质期: 12个月</p> <p>PS103-50mL, PS108P-50mL, PS107-50mL</p>	<p>PVDF膜 (0.45μm) WJ002S-10片 保质期: 5年</p>	<p>改良型促凝剂 AP-1mL 保质期: 18个月</p>
	<p>随机盲袋挂件 保质期: 长期有效</p>	<p>预染蛋白Marker WJ103-50μL 保质期: 24个月</p>

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

