

产品名称：快速转印仪(四块胶)

装箱人员：

产品货号：PTM400

装箱日期：

序号	名称	数量	物料确认
1	试剂桶	×3(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
2	转印盒	×2(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
3	转印盒网板	×2(对)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
4	免滤纸海绵	×40(片)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
5	浸润盒	×1(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>