

青链霉素混合液/双抗（100×）

Penicillin-Streptomycin（100×）

本产品干冰运输；-20℃密封、避光保存，保质期 12个月。

货号规格

货号	规格
CB010	100 mL

使用说明

青链霉素混合液（100×）用于预防细胞培养的细菌污染，特别是革兰氏阳性和阴性细菌的污染。产品经过滤除菌处理，可以直接添加到细胞培养液内。青霉素的含量为 10,000 U/mL，链霉素的含量为 10,000 µg/mL。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100 U/mL，链霉素的工作浓度为 100 µg/mL。即按照 100 倍稀释使用即可。

本品为 10,000 U/mL 青霉素,10,000 µg/mL 链霉素,溶于 0.85% NaCl 溶液。

注意事项

1. 收货后尽快放入保存温度，避免常温或4℃长期保存收货后尽快放入保存温度，避免长时间常温保存；
2. 2℃～8℃中解冻，摇匀后使用，切忌反复冻融，用量较少时建议分装冻存；
3. 谨慎操作，避免污染，开封后重新保存时需要在瓶口封上封口膜避免污染；
4. 本产品为浓缩液，请根据需要稀释后使用；
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
6. 本产品仅供科研使用，不可用于医药、临床等领域。