



快速转印仪(八块胶)配件箱清单

产品名称：快速转印仪(八块胶)

装箱人员：

产品货号：PTM800

装箱日期：

序号	名称	数量	物料确认
1	试剂桶	×3(个)	有 ☐ 无 ☐
2	转印盒	×4(个)	有 ☐ 无 ☐
3	转印盒网板	×4(对)	有 ☐ 无 ☐
4	免滤纸海绵	×40(片)	有 ☐ 无 ☐
5	浸润盒	×1(个)	有 ☐ 无 ☐