



# 快速转印仪(四块胶)装箱单

产品名称：快速转印仪(四块胶)

装箱人员：

产品货号：PTM400

装箱日期：

序号	名称	数量	物料确认
1	快速转印仪(四块胶)	×1(台)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
2	电源线	×1(根)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
3	快速转印仪配件盒	×1(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
4	转膜盒托盘	×1(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
5	仪器托盘	×1(个)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
6	随装管路	×1(套)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
7	产品使用说明书	×1(份)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
8	快速操作指南	×1(份)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
9	合格证	×1(份)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
10	保修卡	×1(份)	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>