



自动多功能制胶仪装箱单

产品名称：自动多功能制胶仪

装箱人员：

产品货号：JF101

装箱日期：

序号	名称	数量	物料确认
1	制胶仪	×1(台)	有 ☐ 无 ☐
2	废液槽	×1(个)	有 ☐ 无 ☐
3	试剂架	×1(个)	有 ☐ 无 ☐
4	制胶底座	×2(个)	有 ☐ 无 ☐
5	制胶夹	×2(个)	有 ☐ 无 ☐
6	密封条	×2(个)	有 ☐ 无 ☐
7	可立管	×4(个)	有 ☐ 无 ☐
8	尼龙试管刷	×1(个)	有 ☐ 无 ☐
9	电源线	×1(根)	有 ☐ 无 ☐
10	产品使用说明书	×1(份)	有 ☐ 无 ☐
11	快速操作指南	×1(份)	有 ☐ 无 ☐
12	合格证	×1(份)	有 ☐ 无 ☐
13	保修卡	×1(份)	有 ☐ 无 ☐