

非预染蛋白分子量标准

Unstained Protein Ladder

本产品需冰袋运输；避免反复冻融，4℃保质期 3个月，-20℃保质期 12个月。

货号规格

货号	规格
WJ201	250 μL×2


产品说明

本产品由 10 种重组蛋白质 (10~235 kDa) 组成,条带锐利,分子量精准,分布合理,存放稳定。

操作步骤

1. 加样前在室温放置数分钟,解冻后,轻轻摇匀,以确保溶液混合均匀;
2. 取用适量体积加样于凝胶孔,推荐用量如下:
厚度 0.75~1.0 mm 凝胶,上样 5 μL/ 孔; 厚度 1.5 mm 凝胶,上样 10 μL/ 孔。也可根据情况酌情加样。
3. 取用结束,盖上管盖,放回 4℃或 -20℃。
注: 以上样 5 μL 为例,WJ201 每个条带蛋白含量约为 0.5 μg~1 μg。

产品图例



注意事项

1. 本产品可以加热煮沸;
2. 在低浓度凝胶上,低分子量条带将会与前沿共迁移,而无法分出;
3. 为避免反复冻融及污染,可将本产品分装后,-20℃保存;
4. 本品含有多种化学成分,请勿吞食,避免和眼睛皮肤接触,为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
5. 本产品仅限科研使用。