

【产品优化通知】BCA 蛋白定量试剂盒储存条件调整

尊敬的用户 / 合作伙伴：

您好！我司完成 BCA 蛋白定量试剂盒(货号 ZJ101、ZJ102)室温长期稳定性验证，结果显示：**试剂 A、试剂 B 室温(15-25°C)密闭避光保存，性能稳定可靠，与 4°C 储存效果一致，且符合行业主流品牌储存规范。**

自 **2026 年 2 月 1 日**起，ZJ101 和 ZJ102 储存条件调整如下：

1. 试剂 A、试剂 B：**室温(15-25°C)密闭保存**
2. 标准品：维持 -20°C 保存不变

重要提示

1. 产品配方、性能、有效期均无变更；
2. 已购产品在有效期内，原 4°C 储存 / 新室温储存均有效；
3. 已购产品试剂 A 储存在 4°C 如遇冰箱温度异常出现结晶，室温溶解混匀后可正常使用，不影响结果。

技术支持：400-058-8030

邮箱：info@epizyme.cn

上海雅酶生物医药科技有限公司

2026 年 02 月 01 日

