

PBS缓冲液(灭菌, 1×)

Phosphate-Buffered Saline (PBS) (Sterile, 1×)

本产品常温运输；阴凉避光处保存，保质期12个月。

货号规格

货号	规格
CB012	500 mL

使用说明

磷酸盐缓冲液是生物化学研究中使用最为广泛的一种平衡盐溶液，主要成分为 Na_2HPO_4 、 KH_2PO_4 和 NaCl 。PBS 缓冲液常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。

注意事项

1. 谨慎操作，避免污染；
2. 开封后重新保存时需要在瓶口封上封口膜，避免污染，避免水分蒸发过多影响缓冲液pH及渗透压；
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
4. 本产品仅供科研使用，不可用于医药、临床等领域。