

关于雅酶 PS112/PS112L 脱脂奶粉勺规格变更的通知

尊敬的用户 / 合作伙伴:

因供货商调整,自即日起,雅酶 PS112/PS112L 脱脂奶粉所配奶粉勺规格将由原 0.5g/ 平勺变更为 0.25g/ 平勺。

温馨提示

- 目前处于新旧包装过渡期,市场上 0.5g 与 0.25g 两种规格奶粉勺并存销售;
- 请您收货后以产品实际标签标注为准,确认规格后再行使用;
- 建议根据奶粉勺实际规格相应调整取用勺数,确保配制浓度准确。

如有疑问,请联系我司客服 400-058-8030。

特此通知。

上海雅酶生物医药科技有限公司

2026 年 4 月 3 日

